



Массажёр для ног
Rebodi F01



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важные меры предосторожности	5
Сборка и эксплуатация	7
Особенности режимов и их применение	9
Уход и чистка	10
Рекомендации по устранению неполадок	10
Технические характеристики	11
Условия гарантии	12
Гарантийный талон	13



Важно

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её вместе с гарантийным талоном для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Предупреждения

1. Перед первым включением прибора убедитесь, что указанное на нём напряжение соответствует напряжению местной электросети. Во избежание опасности не подключайте прибор к внешнему таймеру;
2. Подключайте прибор только к заземлённой розетке;
3. Правильно вставьте вилку в розетку;
4. Ремонт повреждённого кабеля или вилки может производить только авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист!
5. Не пользуйтесь прибором, если на нём имеются видимые повреждения. Обратитесь в авторизованный сервисный центр;
6. Запрещается самостоятельно производить замену деталей прибора;
7. Используйте только оригинальные запчасти, если иное не указано производителем. В случае использования неоригинальных запчастей гарантия аннулируется;
8. Не вставляйте на изделие, не ставьте тяжёлые предметы на прибор, не роняйте его с высоты и не подвергайте ударам;
9. Не используйте прибор, если аккумулятор повреждён (это может привести к удару электрическим током или пожару);
10. Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости;
11. Не используйте прибор в местах с повышенной влажностью и температурой, а также вблизи нагревательных приборов;
12. Не рекомендуется использовать прибор более 30 минут подряд. Любое чрезмерное или длительное использование может вызвать болезненные ощущения;
13. Не тяните зарядное устройство из розетки за шнур. Это может привести к повреждению шнура, пожару или неисправности;
14. Не беритесь за шнур питания зарядного устройства или сам адаптер мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током;
15. Перед использованием или во время работы не наносите на прибор или кожу медицинские, или косметические средства;
16. Не используйте прибор за час до еды или спустя час после;
17. Не обматывайте шнур питания вокруг изделия и не зажимайте его между верхними подушками сзади, в противном случае он может быть повреждён;

18. Использование блока питания с другим напряжением может привести к несчастным случаям, таким как поражение электрическим током, пожар и т. д.;

19. Прибор всегда должен оставаться выключенным, если не используется. Это продлит срок службы изделия;

20. В процессе работы не помещайте руки в тканевый чехол массажёра.

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях:

- При наличии кардиостимулятора или аналогичных имплантируемых медицинских устройств;
- При сердечно-сосудистых заболеваниях;
- При заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
- При хрупких или повреждённых костях;
- Сразу после операции;
- Во время беременности или сразу после родов;
- При остеопорозе;
- При проблемах с кровообращением или тромбозах;
- При наличии кожных инфекций;
- При нахождении на учёте у врача;
- При аномалии конечностей;
- При наличии спондилоза и травм позвоночника, вызванных травмами или заболеванием.

Перед началом работы:

1. Распаковка

- Достаньте прибор из коробки и выполните проверку;
- Тщательно осмотрите прибор и комплектующие на предмет механических повреждений.

2. Обратите внимание перед использованием

- Прочитайте все инструкции и предупреждения. Аппарат необходимо применять только по назначению, как описано в данном руководстве;
- Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, если вы уже получаете лечение;
- Не пользуйтесь устройством более 30 минут подряд и более 3–4 раз в сутки.

3. Подготовка к работе

- Убедитесь, что ваш источник питания соответствует характеристикам массажного аппарата: 220–240 В, 50/60 Гц;
- Вставьте шнур питания в розетку.

Rebodi F01



1. Выньте вилку сетевого шнура из нижнего разъёма и подключите её к электросети.
2. После подключения к источнику питания индикаторная лампочка на панели управления начнёт мигать.
3. Нажмите кнопку включения на панели управления для запуска устройства.

Панель управления

Отверстие для приёма сигнала пульта управления



Пульт дистанционного управления



Особенности режимов и их применение

1. Кнопка «Вкл/Выкл»:

- Длительное нажатие (2 секунды): Запуск прибора.
- Короткое нажатие: Выбор времени работы (15, 20, 25, 30, 5, 10, 15 минут).
- Время по умолчанию: 15 минут.

2. Кнопка «Интенсивность»:

- L1 – L5: Выбор желаемой интенсивности массажа.
- Мощность по умолчанию: L1.

3. Кнопка «Режим»:

- P1 – P4: Переключение между режимами коротким нажатием.
- Описание режимов:

P1: Прокатывание ролика
вперёд + сдавливание.

P2: Прокатывание ролика
назад + сдавливание.

P3: Прокатывание ролика
вперёд и назад.

P4: Только сдавливание.

- Режим по умолчанию: P1.

4. Кнопка «Вибрация» (опционально):

- Длительное нажатие: Включение/выключение вибрации (F1 – F0).
- Вибрация по умолчанию: Отключена (F0).

5. Кнопка «Подогрев» (два уровня):

- Короткое нажатие: Переключение между режимами подогрева (H1 – H2 – H0).
- Подогрев по умолчанию: Отключён (H0).

Примечание: При каждом нажатии кнопки загорается индикатор на панели управления, что указывает на успешное выполнение операции.

Уход и чистка

Перед очисткой отключите прибор от электросети (извлеките вилку из розетки).

Если после использования на приборе остались пятна, протрите их тканью, смоченной нейтральным моющим средством. Дайте прибору высохнуть естественным образом

Внимание!

1. Не используйте агрессивные химические средства, такие как бензин, спирт или растворитель.
2. Перед обслуживанием и чисткой выключите питание и выньте вилку из розетки.

Рекомендации по устранению неполадок

№	Неисправность	Устранение
1	Прибор не работает после подключения к сети.	1. Проверьте, исправен ли шнур питания. 2. Проверьте, подключена ли вилка к рабочей розетке.
2	Прибор не работает после подключения к сети.	При длительной работе прибор мог перегреться и сработала защита от перегрева. Выключите питание и оставьте аппарат остывать не менее чем на 30–50 минут.
3	Прибор перестал работать во время использования.	Если после запуска время на таймере истекло, нажмите кнопку ещё раз, чтобы выключить питание и перезапустить прибор.

Прибор чувствителен к перепадам напряжения, поэтому при скачках напряжения, превышающих 10-15% от нормы, возможны сбои в работе прибора.

При возникновении проблем с массажёром оставьте заявку в сервисный центр.



Технические характеристики

Наименование: Электрический массажёр для ног торговой марки «Rebodi»

Модель: Rebodi F01

Напряжение: 220-240 Вольт / ~50-60 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 40 Вт

Вес прибора: 3,1 кг

Вес с упаковкой: 3,8 кг

Габариты массажёра (Ш × В × Д): 400 × 300 × 180 мм

Рекомендуемое время непрерывной работы: не более 30 минут

Адрес места производства: Gulong industrial Zone, Long Shang Town, Yongkang, Zhejiang, China

Гулонг индастриал зон, Лонг Шанг таун, Юнкан, Чжэцзян, Китай

Изготовитель: «Zhejiang Todo Hardware Manufacture CO., LTD»

Тел.: +86-579-87216671, sales1@todocn.net

Дата производства: см. стикер на корпусе прибора

Импортер: ООО «МакТрейд», 188663, РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, корп. 361 А, пом. 182, тел. +7 (931) 337-6057, chilikin.maxx@gmail.com

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приёма электрического и электронного оборудования.

Гарантия предоставляется владельцу массажёра Rebodi. На устройство распространяется гарантийный срок в течение 1 (одного) года для домашнего использования. Если во время использования массажёра в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несёт ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Rebodi ремонтной организации;
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Rebodi – то есть ту, которая была предназначена Rebodi для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортёром. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Rebodi не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Rebodi, нелегально ввезённой в Россию.

Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне. Чтобы удостовериться, что изделие Rebodi предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Rebodi в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Компания «Maxmassage»

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте maxmassage.ru/remont по телефону +7 (800) 222-32-11 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@maxmassage.ru

Быстро и удобно оставить заявку на ремонт можно через форму:
maxmassage.ru/remont

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику и ремонт с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. В письме укажите свои контактные данные, дату покупки, наименование фирмы-продавца и серийный № устройства.

Модель: Rebodi F01

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____
(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен гарантийному сроку с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: www.maxmassage.ru



Представительство в России
Группа компаний
«Maxmassage»
info@maxmassage.ru
Тел: 8 (800) 3333-627



maxmassage.ru